

Instrukcja obsługi

Interfejs programowania Noahlink Wireless



Witamy

Gratulujemy użytkownika urządzenia Noahlink Wireless, które umożliwi bezprzewodowe połączenie oraz dopasowanie aparatów słuchowych bez użycia urządzenia pośredniczącego. Urządzenie korzysta z łatwej technologii „plug-and-play”. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby doświadczyć w pełni korzyści z użytkowania Noahlink Wireless.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania, to należy zwrócić się do producenta aparatów słuchowych.



Nie należy próbować używać Noahlink Wireless z oprogramowaniem dopasowania, które w szczególności nie wspiera urządzenia. Noahlink Wireless może być współużywany na tym samym komputerze PC z innymi interfejsami programowania aparatów słuchowych (np. Hi-PRO, NOAHlink).

Dla zachowania bezpieczeństwa, należy dokładnie przeczytać rozdział ‘Ważne informacje’.

Oświadczenie:

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 zasad FCC (USA; Federal Communications Commission) oraz normie RSS-210 przepisów IC (Kanada: Industry Canada). Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogłyby spowodować niepożądane działanie.

Ważne: Wykonane testy wykazały zgodność urządzenia z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy A, określonymi w Części 15 zasad FCC oraz ICES-003 zasad IC. Limity te dobrano w taki sposób, aby zapewnić racjonalny poziom ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach komercyjnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię fal radiowych i jeżeli zostanie zamontowane i będzie użytkowane niezgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Użytkowanie tego urządzenia w warunkach mieszkalnych może powodować szkodliwe zakłócenia i w takim przypadku użytkownik będzie musiał na własny rachunek je korygować. Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkowania urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Noahlink Wireless jest przeznaczony do umożliwienia osobie dopasowującej, aby bezprzewodowo zmienić ustawienia aparatu słuchowego. Główna funkcja interfejsu programowania Noahlink Wireless to przesyłanie sygnałów z informacjami pomiędzy komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie dopasowania oraz bezprzewodowymi aparatami słuchowymi.

Lista krajów, dla których urządzenie jest przeznaczone do sprzedaży protetykom słuchu:

Unia Europejska – Kraje EEA oraz Szwajcaria:

Urządzenie spełnia wymogi zasadnicze zgodne z wymogami zasadniczymi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE) oraz Dyrektywy Sprzętu Radiowego 2014/53/EU (RED). Deklaracja zgodności jest osiągalna na stronie www.himsa.com.

Ameryka Północna

USA:

Urządzenie jest certyfikowane jako Cyfrowy System Transmisyjny zgodny z FCC część 15, podczęść B oraz C.

FCC identyfikator: 2AH4DCPD-1

Kanada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 du Canada.

Identyfikator: IC: 381-CPD1

Meksyk

Certyfikowane zgodnie ze schematem NYCE.

Identyfikator certyfikatu: RCPNOCP16-1242

Europa Wschodnia

Kraje EAEU:

Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan

Certyfikowane zgodnie ze schematem FSB. Identyfikator: RU0000031815

Certyfikowane zgodnie ze schematem EEC. Identyfikator:

EAEC N RU д-DK.эM03.B.00089

Albania

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Azerbejdżan

Certyfikowane zgodnie ze schematem MoCIT Az.

Identyfikator certyfikatu: AZ 031.13.02.05163.17

Bośnia

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Gruzja

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Kosowo

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Mołdawia

Certyfikowane zgodnie ze schematem NRFC

Identyfikator certyfikatu: MD OC TIP 024 A5929-17



Macedonia

Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.

Federacja Rosyjska

Certyfikowane zgodnie ze schematem ROSKOMNADZOR.

Identyfikator certyfikatu: 77-17/0798/4144

Certyfikowane zgodnie ze schematem ROSSVYAZ.

Identyfikator certyfikatu: Д-МДРД-4845.

Serbia

Certyfikowane zgodnie ze schematem MTT.

Identyfikator certyfikatu: P1617135000

Ukraina

Certyfikowane zgodnie ze schematem NKRZI.

Identyfikator certyfikatu UA.109.DR.0218-17

Certyfikowane zgodnie ze schematem CAB.

Identyfikator certyfikatu UA.TR.109.0218-17

Certyfikowane zgodnie ze schematem DSSU.



UA.TR.000

AZJA

Bangladesz

Urządzenie może być zastosowane. Dla tego kraju nie jest dostępna procedura zatwierdzenia typu.

Chiny

Certyfikowane zgodnie ze schematem SRRC.

Identyfikator: CMIT ID: 2016DJ4583

Hong Kong

Uzyskano zgodę wyjątku wskazującą na to, że nie jest konieczne zatwierdzenie typu.

Identyfikator certyfikatu HK003 17 00033

Indie

Certyfikowane zgodnie ze schematem WPC.

Identyfikator certyfikatu ETA-109/2017-RLO(SR)

Indonezja

Certyfikowane zgodnie ze schematem SDPPI.

Identyfikator certyfikatu 47161/SDPPI/2016

Japonia

To urządzenie jest certyfikowane jako "Urządzenie komunikacyjne danych o niskiej mocy o paśmie 2,4 GHz stosownie do Japońskiego Prawa Radiowego 131,1950" (電波法)

Certyfikat numer: JN0588 i01

Numer znaku: 203-JN0588

Malaezja

Certyfikowane zgodnie ze schematem MCMC.

Identyfikator certyfikatu: RAHY/75K/1016/S(16-3303)



CDIF 16000222

Pakistan

Certyfikowane zgodnie ze schematem PTA.

Identyfikator certyfikatu: No.9.499/2012/PTA

Filipiny

Certyfikowane zgodnie ze schematem NTC.

Identyfikator certyfikatu: ESD-1715400C.

Singapur

Certyfikowane zgodnie ze schematem IMDA.

**Complies with
IMDA Standards
N3421-16**

Korea Południowa

Certyfikowane zgodnie ze schematem MSIP.

Identyfikator certyfikatu: MSIP-CMM-NLW-CPD-1

Tajwan

Certyfikowane zgodnie ze schematem NCC.

Identyfikator certyfikatu:



CCAH16LP2160T0

Tajlandia

Certyfikowane zgodnie ze schematem NBTC.

Identyfikator certyfikatu: RT 1765

Wietnam

Urządzenie może być zastosowane. Uzyskano zgodę wyjątku wskazującą na to, że nie jest konieczne zatwierdzenie typu.

Identyfikator zgody zwolnienia: 128/cvt-TT3

Bliski Wschód

Bahrajn

Certyfikowane zgodnie ze schematem DWLFM.

Identyfikator certyfikatu: 3249

Irak

Certyfikowane zgodnie ze schematem CMC.

Identyfikator certyfikatu: CMC TA 170052

Izrael

Certyfikowane zgodnie ze schematem MoC.

Identyfikator certyfikatu 51-60666

תנאים מיוחדים והערות משרד:

10.1 המפרש יחתום על גוף המכשיר ועל חותמת נוספת על האריזה

החיצונית עם הפריטים הבאים:

אישור אלחוטי חתום על ידי משרד התקשורת 51-66606.

ב. אין להחליף את האנטנה המקורית של התקן זה, ולא יבצע כל שינוי טכני.

10.2 שירות צד ג' דורש רישיון נפרד של צוות ההנדסה במשרד.

Jordania

Certyfikowane zgodnie ze schematem TRC.

Identyfikator certyfikatu: TRC/SS/2017/300

Kuweit

Certyfikowane zgodnie ze schematem CITRA.

Identyfikator certyfikatu 2054

Liban

Certyfikowane zgodnie ze schematem MoT.

Identyfikator certyfikatu 11266/E&M/2017

Oman

Certyfikowane zgodnie ze schematem TRA.

Oman - TRA

Dealer No. D090013

Certificate number TRA/TA-R/4728/17

Palestyna

Certyfikowane zgodnie ze schematem MTIT.



Certyfikat numer. 2017/36

Katar

Certyfikowane zgodnie ze schematem CRA.

Identyfikator certyfikatu: CRA/SA/2017/R-6541

Arabia Saudyjska

Certyfikowane zgodnie ze schematem CITC.

Identyfikator certyfikatu: TA 16082017-16082019-20984

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Certified to the TRA scheme.

Identyfikator certyfikatu: ER58771/17

TRA

REGISTERED No.:

IBL-2017-10-69183

DEALER No:

DA69354/17

Centralna i Południowa Ameryka

Argentyna

Certyfikowane zgodnie ze schematem ENACOM.

Identyfikator certyfikatu: CNC ID: C-17950



Boliwia

Certyfikowane zgodnie ze schematem ATT.

Identyfikator certyfikatu ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017

Brazylia

Certyfikowane zgodnie ze schematem ANATEL: Identyfikator: 05314-16-10089



05314-16-10089

Chile

Certyfikowane zgodnie ze schematem SUBTEL.

Identyfikator certyfikatu ORD N° 10875/ DO N° 40978/F26

Kolumbia

Certyfikowane zgodnie ze schematem CRC.

Identyfikator certyfikatu 2017811206

Kostaryka

Certyfikowane zgodnie ze schematem SUTEL.

Identyfikator certyfikatu 06402-SUTEL-DGC-2017

Republika Dominikany

Certyfikowane zgodnie ze schematem INDOTEL.

Identyfikator certyfikatu DE-0003445-17

Ekwador

Certyfikowane zgodnie ze schematem ARCOTEL.

Identyfikator certyfikatu NRH-2017-000025

Gwatemala

Certyfikowane zgodnie ze schematem SIT.

Identyfikator certyfikatu: SIT-DH-121-2017

Panama

Certyfikowane zgodnie ze schematem ASEP.

Identyfikator certyfikatu: 2126

Paragwaj

Certyfikowane zgodnie ze schematem CONATEL.

Identyfikator certyfikatu: 2017-09-I-0000301

Peru

Certyfikowane zgodnie ze schematem MTC.

Identyfikator certyfikatu TRSS39768

Urugwaj

Certyfikowane zgodnie ze schematem URSEC.

Identyfikator certyfikatu VU2017-002307

AFRYKA

Algeria

Certyfikowane zgodnie ze schematem ARPT.

Identyfikator certyfikatu 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017

Maroko

Certyfikowane zgodnie ze schematem ANTR.

Identyfikator certyfikatu: MR 14846 ANRT 2017

Południowa Afryka

Certyfikowane zgodnie ze schematem ICASA.



Tunezja

Certyfikowane zgodnie ze schematem CERT.

Identyfikator certyfikatu AHO-1152-17

Południowy Pacyfik

Australia

Certyfikowane zgodnie ze schematem ACMA.

Deklaracja zgodności ze stosownymi standardami ACMA dokonana pod ustawą Radiocommunications Act 1992 oraz ustawą Telecommunications Act 1997, została pozyskana 27 września 2016.

Nowa Zelandia

Certyfikowane zgodnie ze schematem RSM.

Deklaracja zgodności z AS/NZS 4268: 2012 + A1:2013 (EN 300 328 1.9.1 / FCC part 15.247) została pozyskana 27 września 2016.

Dla krajów nie wymienionych powyżej, należy odnieść się do lokalnych wymogów krajowych.

Aktualizowaną listę zgód krajowych można znaleźć pod adresem www.himsa.com.

Zawartość

Opis	18
Wstęp – Instalacja.....	20
Porady dla optymalnego dopasowania bezprzewodowego....	23
Kompatybilność	27
Wskaźniki świetlne (LED).....	28
Ważne informacje	30
Specyfikacje techniczne	32
Gwarancja.....	32
Przewodnik rozwiązywania problemów	34

Opis

- 1 Wskaźnik świetlny prawej strony
- 2 Wskaźnik świetlny lewej strony
- 3 Port USB do zasilania oraz komunikacji z oprogramowaniem dopasowania





Wstęp - instalacja

Ważne: Aby zapewnić najlepszą możliwą pracę urządzenia Noahlink Wireless, należy zawsze się upewnić, że jest ono umiejscowione w otwartej jasno widocznej przestrzeni w stosunku do dopasowywanych aparatów słuchowych.

Noahlink Wireless to interfejs programowania USB typu plug-and-play, umożliwiający bezprzewodowe dopasowanie aparatów słuchowych od licencjonowanych producentów. Aby uzyskać pełną listę producentów aparatów słuchowych używających Noahlink Wireless, należy odwiedzić stronę www.himsa.com.

1. Zanim połączysz się z Noahlink Wireless upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do dopasowania. Sterownik Noahlink Wireless będzie instalowany podczas instalacji oprogramowania dopasowania.
2. Po udanej instalacji oprogramowania do dopasowania należy podłączyć Noahlink Wireless do dowolnego portu USB w komputerze PC przy użyciu dostarczonego kabla USB. Stałe 2-3 sekundowe zielone wskazanie światła to potwierdzenie, że Noahlink Wireless jest włączony.




3. Na wykonywanie dopasowania bezprzewodowego może czasem wpływać wiele różnych czynników związanych ze sprzętem oraz fizycznym umiejscowieniem środowiska dopasowania.
- Należy umieścić Noahlink Wireless na stole w widocznej otwartej przestrzeni w stosunku do aparatów słuchowych, które muszą się znaleźć w zasięgu 3 metrów (10 stóp).
 - Należy unikać podłączania Noahlink Wireless do koncentratora USB z innymi urządzeniami USB (np. interfejsem Bluetooth), ponieważ może to wpłynąć na wydajność urządzenia Noahlink Wireless.
 - Podczas dopasowania aparatów słuchowych w kabinie ciszy, należy umieścić Noahlink Wireless wewnątrz lub blisko kabiny.
 - Zaleca się używanie kabli USB pomiędzy Noahlink Wireless i komputerem PC, które nie przekraczają długości 3 metrów (10 stóp).
4. Można teraz przystąpić do dopasowania bezprzewodowego aparatów słuchowych.

Porady dla optymalnego dopasowania bezprzewodowego

Przed umieszczeniem baterii należy pozwolić jej zaczerpnąć powietrza

Podczas wykonywania dopasowania bezprzewodowego, należy używać nowych baterii. Najbardziej powszechnym rodzajem baterii do aparatów słuchowych są baterie cynkowo-powietrzne. Te typy baterii są aktywowane przez tlen znajdujący się w powietrzu. Poprzez usunięcie małej naklejki z baterii, tlen aktywuje baterię. Tlen wchłaniany jest powoli, ponieważ musi przedostać się przez małe otworki i filtr.

Dlatego po zdjęciu naklejki z baterii i przed włożeniem do aparatu słuchowego ważne jest, aby odczekać 2 pełne minuty, po których można zamknąć kieszon baterii. Jeśli baterie zostaną umieszczone zbyt wcześnie to mogą wchłonąć niewystarczającą ilość tlenu, ab



Zawsze należy otwierać/zamykać drzwi baterii, aby uzyskać połączenie

Podczas połączenia aparatów słuchowych z oprogramowaniem do dopasowania, należy się upewnić, że są one w “trybie dopasowania” uzyskiwanym poprzez ich ponowne uruchomienie. Odbywa się poprzez jednorazowe otwarcie i zamknięcie komory baterii aparatu słuchowego.

Dzięki temu, oprogramowanie dopasowania będzie mogło wykryć i komunikować się z aparatami słuchowymi.

Ważne: Jeśli aparat słuchowy zostanie przez pomyłkę ustawiony w tryb samolotowy, w którym wyłączone jest całkowite działanie bezprzewodowe, to należy otworzyć i zamknąć ponownie komorę baterii. Po 10 sekundach przywracana jest funkcjonalność bezprzewodowa. Po uzyskaniu funkcjonalności bezprzewodowej przed ponownym otwarciem i zamknięciem drzwi baterii przez następne 15 sekund należy mieć je zamknięte. Otwarcie i zamknięcie drzwi baterii przed upływem 15 sekund spowoduje, że aparat słuchowy ponownie przejdzie w tryb samolotowy.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie samolotowym, należy odnieść się do stosownej instrukcji obsługi bezprzewodowego aparatu słuchowego.

Po ukończeniu dopasowania, należy się upewnić, że drzwi baterii zostały otwarte i zamknięte, aby ponownie włączyć aparaty słuchowe i zapisać wszystkie ustawienia.



Optymalizuj środowisko dopasowania bezprzewodowego


Nawet, jeśli wszystkie wymienione uprzednio porady zostały wzięte pod uwagę to może się zdarzyć, że na stabilność połączeń dopasowani będą mieć wpływ zakłócenia z innych źródeł bezprzewodowych w danym środowisku. Zakłócenia mogą powodować kwestie związane z przesyłaniem danych, powolną łączność lub całkowitą utratę połączeń z aparatami słuchowymi.

Dlatego, jeśli to możliwe należy minimalizować lub unikać zakłóceń w środowisku dopasowania bezprzewodowego, poprzez następujące wytyczne poniżej:

- Minimalizować ilość zakłócających źródeł bezprzewodowych. Należy jak tylko to możliwe zmniejszyć aktywność bezprzewodową ze źródeł takich jak urządzenia sieciowe WLAN, telefony komórkowe oraz streamery. Nawet, mimo

ić bezprzewodowy protokół technologiczny wspiera trzy urządzenia streamujące dźwięk, to zaleca się mieć aktywne nie więcej niż jedno urządzenie (np. streamer TV) podczas przeprowadzania dopasowania bezprzewodowego.

- Należy trzymać bezprzewodowe źródła zakłócające z dala od obszaru dopasowania. Jeśli urządzenia takie jak osprzęt WLAN lub streamery nie mogą być wyłączone podczas dopasowania bezprzewodowego, to zaleca się je umieścić na odległość przynajmniej 2 metrów (6 stóp) od aparatów słuchowych oraz urządzenia Noahlink Wireless, zapewniając, że nie znajdują się one pomiędzy urządzeniem Noahlink Wireless i aparatami słuchowymi.









Kompatybilność

Noahlink Wireless wspiera następujące systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10.

Wskaźniki świetlne (LED)

Wskaźniki świetlne znajdujące się w górnej części urządzenia Noahlink Wireless służą, jako wielofunkcyjny interfejs użytkownika, który zapewnia status łączności i aktywności interfejsu programowania.

Dioda LED mruga







*Tryb testowy – Działa tryb testowy systemu, który sprawdza czy widoczne jest urządzenie Noahlink Wireless poprzez zapytanie o numer wersji.

Oznaczenia
Uruchamianie. Noahlink Wireless podłączony do portu USB komputera PC
Uruchomione oprogramowanie dopasowania połączone z Noahlink Wireless
Aparat(y) słuchowy(e) połączone z Noahlink Wireless
Dane są przesyłane pomiędzy aparatami słuchowymi oraz oprogramowaniem dopasowania
Aparaty słuchowe rozłączone
Uruchomiony jest tryb testowy* Noahlink Wireless

Ważne informacje



Obsługa i konserwacja

- Czyszczenie urządzenia Noahlink Wireless nie jest zwyczajowo konieczne. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy użyć miękkiej, suchej ściereczki.
- Jeśli konieczne jest serwisowanie, to należy zwrócić urządzenie Noahlink Wireless do lokalnego przedstawiciela sprzedaży lub do producenta. Nie należy próbować otwierać urządzenia. W środku nie ma żadnych części serwisowalnych dla użytkownika.

Ogólne ostrzeżenia



- Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
- Noahlink Wireless używa cyfrowej kodowanej transmisji o małej mocy w celu komunikowania się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi. Jest mało prawdopodobne, że będzie miał wpływ na sąsiadujące urządzenia elektroniczne. Jeśli tak się stanie, należy odsunąć urządzenie Noahlink Wireless z dala od urządzeń elektronicznych, na które ma wpływ.
- Jeśli na urządzenie Noahlink Wireless mają wpływ zakłócenia elektromagnetyczne, to należy odsunąć urządzenie Noahlink Wireless z dala od źródeł zakłóceń.

- Noahlink Wireless nie może być stosowany do żadnych innych celów niż dopasowanie aparatów słuchowych.



Ogólne ostrzeżenia

- Twój aparat słuchowy i to urządzenie uzyskuje unikatowy kod komunikacyjny sieci podczas dopasowania. To zapewnia, że urządzenie nie będzie miało wpływu na aparaty słuchowe noszone przez inne osoby.
- Sprzęt elektroniczny wysokiej mocy, duże instalacje elektroniczne oraz metalowe struktury mogą znacząco zmniejszyć zasięg pracy.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji urządzenia.
- Nie używać urządzenia Noahlink Wireless w obszarach gdzie zabroniona jest transmisja radiowa RF, np. samolotach.
- Należy używać urządzenie Noahlink Wireless do połączeń, do których jest ono precyzyjnie przeznaczone.

Specyfikacje techniczne

Zasięg pracy:	3 metry (10 stóp)
Zasilanie:	Zasilane poprzez port USB komputera PC
Częstotliwość pracy:	2.4 GHz
Temperatura pracy:	0 to 55 C
Temperatura przechowywania:	-20 to 60 C

Test temperatury, transport oraz informacje przechowywania

Produkt przeszedł rozmaite testy w zakresie temperatur oraz wilgotnym podgrzewaniu cyklicznie pomiędzy -25 C oraz +70 C zgodnie z wewnętrznymi oraz przemysłowymi standardami.

Gwarancja

Urządzenie Noahlink Wireless objęte jest ograniczoną gwarancją wydaną przez producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Proszę zwrócić uwagę, że rozszerzone warunki gwarancji mogą obowiązywać w danym kraju. Należy skontaktować się z lokalnym producentem aparatów słuchowych. Należy strzec się informacji oznaczonych symbolem ostrzeżenia.



OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń.

PRZESTROGA wskazuje na sytuację, która może prowadzić do drobnych lub średnich obrażeń.



Porady i wskazówki, w jaki sposób należy obchodzić się w lepszy sposób z urządzeniem.



Sprzęt zawiera nadajnik radiowy RF



Produkt ma klasyfikację typu B

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

SYMPTOM	POWÓD
<i>Noahlink Wireless nie został znaleziony</i>	Noahlink Wireless nie został umieszczony w porcie USB komputera PC.
<i>Brak połączenia</i>	<p>Port(y) USB w komputerze PC nie mają zasilania.</p> <p>Noahlink Wireless nie został umieszczony w porcie USB komputera PC.</p> <p>Przedmioty pomiędzy Noahlink Wireless oraz aparatami słuchowymi, które blokują sygnał bezprzewodowy.</p> <p>Noahlink Wireless jest umieszczony zbyt daleko od aparatów słuchowych.</p> <p>Słaba bateria w aparacie słuchowym.</p>

MOŻLIWY ŚRODEK ZARADCZY

Należy włożyć Noahlink Wireless aktywując 2-3 sekundowe trwałe zielone światło potwierdzające, że Noahlink Wireless jest zasilany. Uruchomić oprogramowanie dopasowania, jeśli nie zostało już uruchomione.

Nie jest to kwestia urządzenia Noahlink Wireless. Wymagane serwisowanie komputera PC.

Należy włożyć Noahlink Wireless aktywując 2-3 sekundowe trwałe zielone światło potwierdzające, że Noahlink Wireless jest zasilany. Uruchomić oprogramowanie dopasowania, jeśli nie zostało już uruchomione.

Należy umieścić urządzenie Noahlink Wireless w przestrzeni widocznej dla aparatów słuchowych.

Przesunąć Noahlink Wireless bliżej do aparatów słuchowych.

Należy zawsze używać świeżych baterii cynkowo-powietrznych, które nie są przeterminowane. Należy usunąć naklejkę z baterii i pozwolić jej zaczerpnąć powietrza przez 2 minuty przed włożeniem i rozpoczęciem dopasowania.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

SYMPTOM	POWÓD
<i>Niestabilne/utrącone połączenie</i>	<p>Przedmioty pomiędzy Noahlink Wireless oraz aparatami słuchowymi blokują sygnał bezprzewodowy.</p> <p>Urządzenie Noahlink Wireless jest umiejscowione zbyt daleko od aparatów słuchowych.</p> <p>Telefon bezprzewodowy 2.4 GHz, koncentrator WLAN lub inne urządzenie bezprzewodowe jest włączone lub używane blisko miejsca, w którym dopasowuje się bezprzewodowo aparaty przy użyciu Noahlink Wireless.</p> <p>Noahlink Wireless współdzieli to samo źródło zasilania z jednym lub więcej dyskiem USB, powodując to, że Noahlink Wireless ma niewystarczającą dostępną moc zasilania.</p>

MOŻLIWY ŚRODEK ZARADCZY

Umieścić Noahlink Wireless w przestrzeni widocznej dla aparatów słuchowych.

Przysunąć Noahlink Wireless bliżej do aparatów słuchowych.

Zmniejszyć ilość zakłócających źródeł sygnałów bezprzewodowych lub odsunąć je od obszaru dopasowania.

Użyć telefonu, który nie będzie korzystał z 2.4 GHz.

Odłączyć dyski USB lub użyć koncentratora USB z zasilaniem, aby zapewnić wystarczającą moc zasilania. Brak mocy zasilania jest kwestią związaną tylko z dyskami twardymi USB, które są bardzo wymagające w kwestii poboru prądu zasilania.



Prosimy zapytać lokalnego protetyka słychu odnośnie
utilizacji akcesorium



Wszelkie kwestie związane z dyrektywą RED 2014/53/EU lub dyrektywą R&TTE 1999/5/EEC powinny być skierowane do HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.

Noahlink Wireless został wyprodukowany w Chinach.

Noahlink)
Wireless

HIMSA II K/S

Lyngbyvej 28, 1.th.

DK-2100 København Ø, Dania

Tel.: +45 39 16 22 00

Fax: +45 39 16 22 16

